

HyperChem Release 8.0 for Windows のインストールについて

ースタンドアロン版ー

HyperChem 8.0 には、ハードウェアキーロック (USB キー付属) の製品とソフトウェアロックの製品の 2 種類があります。通常はハードウェアキーロックです。なお、ソフトウェアロックの場合は、ライセンスファイル申請が必要となります。

ハードウェアキーロックの場合

ハードウェアキー (USB キー) を USB ポートに接続すると、自動的に OS が最新のドライバーをインストールしてくれます。

その後、HyperChem の CD-ROM を挿入すると、「Setup.exe」を選択する画面が現れます。「Setup.exe」を選択し、現れたインストール画面で「HyperChem8」を選択して進みます。

「Standalone License」と「Network License」の選択画面が現れますので、「Standalone License」を選択し、次に進みます。

「Hardware License」と「Software License」の選択画面が現れますので、「Hardware License」を選択し、次に進みます。

ユーザー登録画面に必要事項を記入し、付属のシリアルナンバーを記載します。「Dealer」には「Institute of Molecular Function」を記載してください。

以上でインストールが開始されます。

POV-Ray レイトレーシング

HyperChem8 インストール時に POV-Ray for Windows v3.62 がインストールされます。そのままご利用いただくこともできますが、エラーメッセージが気になる方は、POV-Ray を起動し、「Options」メニューの「Scripts I/O Restrictions」を「No Restrictions」に設定してください。

ソフトウェアキーロックの場合

HyperChem の CD-ROM を挿入すると、「Setup.exe」を選択する画面が現れます。

「Setup.exe」を選択し、現れたインストール画面で「HyperChem8」を選択して進みます。

「Standalone License」と「Network License」の選択画面が現れますので、「Standalone License」を選択し、次に進みます。

「Hardware License」と「Software License」の選択画面が現れますので、「Software License」を選択し、次に進みます。

ユーザー登録画面に必要事項を記入し、付属のシリアルナンバーを記載します。「Dealer」には「Institute of Molecular Function」を記載してください。

インストールが開始されます。

インストール終了後、HyperChem のアクティベーション画面が現れます。

アクティベーション画面には、インストールしたマシンに依存した「Locking Code」が表示されています。

「Locking Code」とシリアルナンバーをテキストファイルにコピーし、弊所 (support@molfunction.com) 宛てに電子メールでお送りください。後日、ライセンスファイルを送付します。

ライセンスファイルを受け取られましたら、任意の場所（デフォルトでは C:\¥Hyper80¥）にコピーした後、HyperChem8 を起動し、アクティベーション画面にて「License Code」にライセンスファイルをフルパス名で指定してください。

以上で、ご利用ライセンスに基づいてご使用いただけます。

POV-Ray レイトレーシング

HyperChem8 インストール時に POV-Ray for Windows v3.62 がインストールされます。そのままご利用いただくこともできますが、エラーメッセージが気になる方は、POV-Ray を起動し、「Options」メニューの「Scripts I/O Restrictions」を「No Restrictions」に設定してください。